








Frascos 30 ml (25 x 90 mm) en poliestireno CE (IVD)

Tapón en polipropileno color blanco, excepto el **309602E** que es azul.
Volumen del frasco: 30 ml. Por su construcción son unos de los frascos más resistentes del mercado.
Pueden fabricarse con otros colores de tapón (consultar cantidades).
Para los frascos etiquetados, mínimo: 30.000 unidades.

mod.	código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
1	309202	poliestireno	no	400	5,50	0,038	56
3	309222	poliestireno con bolsa individual	no	400	5,70	0,046	40
3	309222.O	poliestireno con bolsa individual	ÓXIDO DE ETILENO	400	5,70	0,046	40
New	309222.1	poliestireno con bolsa individual etiquetado	no	400	5,70	0,046	40
2	309201	poliestireno etiquetado	no	400	5,50	0,038	56
4	309602E	poliestireno con espátula removible etiquetado	no	400	6,00	0,038	56
New	309602	poliestireno con espátula removible	no	400	6,00	0,039	56



Medidas exactas:
A 25,1 mm; B 30,8 mm; C 92,5 mm. Volumen máximo 31,7 ml. Volumen recomendado 25 ml.
Resistencia máxima a la centrifugación: 7.000 g.


La PRODUCCION ASÉPTICA es aquella que se realiza poniendo todos los medios adecuados para evitar o limitar la contaminación bacteriana. Nuestros frascos **EUROTUBO®** están inyectados a una temperatura de aproximadamente **250 °C** y pasan de manera automatizada a procesos de montaje y ensamblaje sin intervención manual es por ello que nos permite garantizar una producción aséptica.



Frascos 30 ml (25 x 90 mm) en polipropileno CE (IVD)

Cuerpo y tapón en polipropileno. Tapón en color blanco, excepto el **409602** que es azul.
Volumen del frasco: 30 ml. **autoclavable** (excepto los códigos **409602** y **409602E**, al que hay que extraer la espátula antes del autoclave, y el **409222.0**, ya estéril).
Pueden fabricarse con otros colores de tapón (consultar cantidades).
Para los frascos etiquetados, mínimo: 30.000 unidades.

mod.	código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
1	409202	polipropileno	no	400	4,90	0,038	56
3	409222	polipropileno con bolsa individual	no	400	5,10	0,046	40
2	409201	polipropileno etiquetado	no	400	4,90	0,038	56
4	409602	polipropileno con espátula removible en PS	no	400	5,30	0,038	56
3	409222.0	polipropileno bolsa individual	ÓXIDO DE ETILENO	400	5,10	0,046	40
New	409602E	polipropileno con espátula removible en PS etiquetado	no	400	5,50	0,038	56



Medidas exactas:
A 24,8 mm; B 30,8 mm; C 91,6 mm. Volumen máximo 31,1 ml. Volumen recomendado 25 ml.
Resistencia máxima a la centrifugación: 10.000 g.

Frasco 30 ml (25 x 90 mm), con ácido bórico

Indicado para el transporte de orina desde el lugar de la toma de muestra hasta el laboratorio donde será analizada. Volumen 30 ml. Incluye un sistema conservante que mantiene vivas las bacterias, limitando su actividad fisiológica y por tanto su posibilidad de multiplicación. El conservante no afecta las propiedades de la orina ni altera los resultados de sus determinaciones bioquímicas. Las bacterias se mantienen vivas entre 24-48 horas o más (dependiendo del tipo de microorganismo).
Cantidad ácido bórico: 0,4 gr. **Estéril** por óxido de etileno.

código	características	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409202.B	polipropileno con ácido bórico	400	5,70	0,038	56






Frascos 50 ml (38 x 70 mm)

CE (IVD)

Material del tapón: polietileno. Volumen del frasco: 50 ml.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409802	polipropileno alta transparencia	1.000	12,50	0,140	16
409852	polipropileno alta transparencia con espátula en PS	1.000	13,30	0,140	16
409826	polipropileno alta transparencia, bolsa unitaria	900	12,50	0,140	16



Medidas exactas:
A 35,1 mm; B 41,5 mm; C 72,3 mm.
Volumen máximo 56 ml.
Volumen recomendado 45 ml.



Frascos 40 ml (30 x 70 mm) graduados CE (IVD)

Material del tapón: polietileno.
Volumen 40 ml. Graduados.

código	características	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409402	polipropileno alta transparencia	8 x 100	8,50	0,096	20
409426	polipropileno alta transparencia, bolsa unitaria	800	10,50	0,110	16
309402	poliestireno	8 x 100	11,00	0,096	20

Medidas exactas:
A 29,1 mm; B 35,7 mm, C 69,8 mm.
Volumen máximo 39 mm.
Volumen recomendado: 30 ml.




Al desenroscar, se romperá automáticamente el anillo-precinto que quedará en el cuerpo del frasco.

Frascos 50 ml (38 x 70 mm). Tapón precinto CE (IVD)

Material del tapón: polietileno. Volumen del frasco: 50 ml.
Color estándar del tapón: rojo.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
419802	polipropileno alta transparencia	1.000	13,80	0,140	16
419826	polipropileno alta transparencia, bolsa unitaria	900	12,80	0,140	12

Diseñado esencialmente como recipiente inviolable. Se suministra roscado, pero sin llegar a estar precintado. Una vez lleno con el líquido a analizar (orina, muestras de leche, aguas, etc.), roscar el frasco normalmente y dar un nuevo giro, actuando entonces el precinto.



Medidas exactas:
A 35,1 mm; B 41,5 mm; C 72,3 mm.
Volumen máximo 56 ml.
Volumen recomendado 45 ml.





Frascos 60 ml (38 x 65 mm) en poliestireno


CE (IVD)

Frascos de 60 ml en poliestireno transparente. Tapones con cierre de alta seguridad tipo biflex, cierre hermético.

Material del tapón: polietileno.

Color estándar del tapón: rojo.

	código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
New	309501	poliestireno etiquetado	no	600	9,20	0,082	24
	309502	poliestireno	no	600	9,10	0,082	24
	309552	poliestireno con espátula	no	600	9,30	0,082	24
	309526	poliestireno bolsa unitaria	ESTÉRIL A	850	12,70	0,140	16
New	309526.8	poliestireno bolsa unitaria etiquetado	ESTÉRIL A	850	13,20	0,140	16



Medidas exactas:

A 39,3 mm; B 44,2 mm; C 66,0 mm. Volumen máximo 63 ml. Volumen recomendado 50 ml.

Podemos fabricar estos frascos etiquetados, consultar cantidades. Podemos suministrar estos frascos esterilizados por radiación.



Gradillas para frascos de hasta 47 mm Ø

En acero inoxidable. Agujero 50 mm.

código	dimensiones mm	capacidad tubo	cantidad	peso	volumen
I-240	315 x 210 x 45	24 (6 x 4)	1	0,325	0,0029
I-250	210 x 160 x 45	12 (4 x 3)	1	0,192	0,0015

Amplia gama de gradillas, ver capítulo 10.

Consulte las nuevas
versiones especiales
con formaldehído




Frascos 60 ml (38 x 65 mm) en polipropileno

CE (IVD)

Frascos de 60 ml especialmente diseñados para transporte por circuito neumático.
Tapones con cierre de alta seguridad tipo biflex, cierre hermético. Material del tapón: polietileno.
Color estándar del tapón: rojo.

código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409501	polipropileno etiquetado	no	600	9,30	0,082	24
409502	polipropileno	no	600	7,80	0,082	24
409552	polipropileno con espátula	no	600	8,40	0,082	24
409526	polipropileno bolsa unitaria	ESTÉRIL A	850	11,30	0,140	16
409526.0	polipropileno bolsa unitaria	ÓXIDO DE ETILENO	850	11,30	0,140	16
409526.1	polipropileno bolsa unitaria etiquetado	ESTÉRIL A	850	11,50	0,140	16



Medidas exactas:

A 38,8 mm; B 44,2 mm; C 66,1 mm. Volumen máximo 62 ml. Volumen recomendado 50 ml.

Podemos fabricar estos frascos etiquetados, consultar cantidades.
Podemos suministrar estos frascos esterilizados por radiación.

Frascos de 60 ml graduados 38 x 65 mm CE (IVD)

Fabricados en polipropileno transparente y graduados en ml.
Tapón en polietileno rojo, tipo biflex.
Especialmente diseñados para el transporte neumático, es decir el sistema de cierre asegura su hermeticidad.
La graduación es de molde, cada 5 ml.
Pueden fabricarse con otros colores de tapón, consultar cantidades.
Se suministran roscados.

código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409502G	polipropileno	no	600	7,80	0,082	24
409526G	polipropileno, bolsa unitaria	ESTÉRIL A	850	11,30	0,140	16

Medidas exactas:

A 38,8 mm; B 44,2 mm; C 66,1 mm.
Volumen máximo: 62 ml.
Volumen recomendado: 50 ml.







Frascos 125ml (57 x 73 mm) con espátula CE (IVD)

Material del tapón: polietileno. Cierre hermético. Frasco en polipropileno de alta transparencia. Espátula en poliestireno. Frasco graduado hasta 100 ml, con banda mate de molde para poder escribir. Color estándar del tapón: rojo.

código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409752	polipropileno con espátula en PS	no	475	8,20	0,140	16
409756	polipropileno con bolsa individual y espátula en PS	no	400	7,70	0,140	16
409756.B	polipropileno con bolsa individual y espátula en PS	RADIACIÓN	400	7,70	0,140	16

Medidas exactas:
A 56,3 mm; B 62,1 mm; C 74,3 mm.
Volumen máximo 148 ml. Volumen recomendado 110 ml. Podemos suministrar estos frascos esterilizados por radiación.



Medidas exactas:
A 58 mm; B 62 mm; C 69 mm.



Frascos 125 ml (58 x 69 mm)

Frascos roscados en poliestireno o polipropileno según el modelo. Tapón a rosca en polietileno. Volumen total del frasco: 160 ml. El código **309752** incluye una espátula fabricada en poliestireno. Esta se suministra suelta dentro del frasco. El código **409700** es estéril por radiación.

mod.	código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1	309752	poliestireno tapón blanco y espátula	no	360	13,45	0,108
2	409700	polipropileno tapón rojo	RADIACIÓN	360	11,58	0,108



Frascos 125 ml (57 x 73 mm)


CE (IVD)

Material del tapón: polietileno. Cierre hermético. Frasco en polipropileno de alta transparencia.
Frasco graduado hasta 100 ml, con banda mate de molde para poder escribir.
Color estándar del tapón: rojo.

código	descripción	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409701	polipropileno etiquetado	no	475	8,10	0,140	16
409702	polipropileno	no	475	8,00	0,140	16
409726	polipropileno con bolsa individual	ESTÉRIL A	400	7,60	0,140	16
409726.G	polipropileno con bolsa individual	RADIACIÓN	400	7,60	0,140	16
409746.S	polipropileno con bolsa individual, etiquetado	ESTÉRIL A	400	7,75	0,140	16



New



Medidas exactas:
A 56,3 mm; B 62,1 mm; C 74,3 mm.
Volumen máximo 148 ml.
Volumen recomendado 110 ml.

Frascos 125 ml sin roscar 57 x 73

CE (IVD)

Mismas características que los anteriores.
En la misma caja se presentan los cuerpos y los tapones (en una bolsa).

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409703	polipropileno no roscado	620	10,50	0,082	24





Frascos 60 y 125 ml azules

CE (IVD)

Mismo modelo de frasco que el código **409702** (p. 159) y **409502** (p. 157) pero en color azul el cuerpo y la tapa. Ideales para cuando no se desea ver el contenido o puede perjudicar la luz.

También recomendadas para las muestras de leche.

Consultar para otro tipo de etiquetas o simplemente no etiquetados bajo pedidos mínimos de 30.000 unidades.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409511	frasco 60 ml polipropileno, etiqueta blanca	600	8,00	0,082	24
409711	frasco 150 ml polipropileno, etiqueta blanca	475	8,20	0,140	16




Frasco 200 ml (57 x 116 mm). Graduado CE (IVD)

Fabricado en polipropileno transparente y el tapón en polietileno. Frasco de 200 ml graduado de molde en ml (cada 20 ml hasta 200 ml) y en onzas (cada 1 oz hasta 7 oz).

Con banda mate para poder escribir.

Color estándar del tapón: rojo.

código	capacidad máxima	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
409902	240 ml	275	7,10	0,140	16



Medidas exactas:

A 56,5 mm; B 62,2 mm; C 115,5 mm.

Volumen máximo 240 ml.

Volumen recomendado 210 ml.




Frasco 200 ml (58 x 95 mm)

Frascos roscados en poliestireno.

Tapón a rosca en polietileno blanco.

Volumen total del frasco 220 ml.

código	capacidad máxima	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
309903	220 ml	240	9,6	0,108	16



Medidas exactas:

A 58 mm; B 62 mm; C 95 mm; D 22 mm.



Frascos 120 ml (57 x 73 mm) en polipropileno para tubo de vacío

CE (IVD)

Diseñados para utilizar con tubos de vacío. Permiten una transferencia limpia de la prueba de orina contenida en el frasco directamente al tubo de vacío.

Fabricados en polipropileno transparente. Tapón hermético en polietileno amarillo con anillo interno de obturación. Incorpora una cánula con una boquilla de aspiración y una aguja, protegida por un capuchón de caucho. El tapón incluye una etiqueta de aviso para evitar el riesgo de pinchazo al usuario. Frasco con amplia banda mate con inscripción de molde. Graduados hasta 100 ml (sin tapa). La graduación se verá alterada por la cánula del tapón una vez cerrado el frasco.

Volumen máximo con tapa: 120 ml, volumen recomendado: 60 ml.


Disponible sólo frasco, o bien en conjunto de frasco y tubo de vacío:

El frasco se presenta en versión estéril y no estéril, a granel o en bolsa unitaria (impresa con instrucciones y esquemas de uso, código, lote y caducidad).

El conjunto de frasco y tubo de vacío se presenta estéril, en bolsa individual. Tubo de fondo redondo 16 x 100 mm, preparado para aspirar 9,5 ml de muestra. Tapón en caucho perforable negro con capuchón de color amarillo. Sin conservante (Código **408720**), o bien con ácido bórico (Código **408721**).

código	presentación	estéril	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
Frasco						
408702	a granel	no	475	8,26	0,14	16
408726	bolsa individual	no	350	6,65	0,14	16
408702.G	a granel	RADIACIÓN	250	5,05	0,08	24
408726.G	bolsa individual	RADIACIÓN	350	6,65	0,14	16
Conjunto frasco con tubo de vacío						
408720	bolsa individual, tubo sin conservante	RADIACIÓN	250	8,19	0,10	20
408721	bolsa individual, tubo con ácido bórico	RADIACIÓN	250	8,21	0,10	20

Proceso de transferencia de la muestra:



1. Retire la etiqueta situada en la tapa hasta dejar libre la cánula.
2. Inserte el tubo con el tapón hacia abajo.
3. Presione el tubo hasta perforar el caucho con la aguja. El tubo aspirará la muestra. Repítalo si se deben llenar más tubos.
4. Retire el tubo cuando finalice de aspirar la muestra.
5. Coloque de nuevo la etiqueta tapando el orificio.

Este sistema cerrado es totalmente higiénico y seguro. No sólo evita la pérdida de muestra por derrame, sino también la contaminación de la muestra, del usuario y del entorno de trabajo.

Conjuntos para recogida de orina

CE (IVD)

Sistema de recogida de muestras de orina, ideado para ahorrar espacio en los laboratorios y en casos en que se precise pasar la muestra de orina a un tubo para su posterior centrifugación.

El paciente orina en el vaso flexible de 150 ml y trasvasa esa orina al tubo, lo tapa y lo identifica mediante la etiqueta, de acuerdo a las instrucciones del técnico.

Fabricación aséptica.

Otros modelos disponibles según demanda.



Fácil decantación.



Podemos fabricar conjuntos con ácido bórico.




Nueva bolsa con: Instrucciones en español, catalán, euskera y gallego.

Componentes de cada conjunto:


código	cantidad caja	peso caja	volumen caja
309324.E3	300	4,50	0,140

Tubo sin tapar.




código	cantidad caja	peso caja	volumen caja
309316.E	300	4,50	0,140

Tubo sin tapar ni etiquetar. (Etiqueta suelta).



código	cantidad caja	peso caja	volumen caja
309316	300	4,50	0,140

Tubo tapado y etiquetado.



código	cantidad caja	peso caja	volumen caja
309324.E	300	4,70	0,140

Tubo sin tapar ni etiquetar. (Etiqueta suelta).




Bolsa
Con instrucciones de uso

+



Vaso
PS 150 ml

+



401204
Tubo PP 10 ml
16 x 100 mm
fondo cónico

+



308202
Tapón con
cámara interna
color
natural

+



Etiqueta
25 x 35 mm



código	cantidad caja	peso caja	volumen caja
309324	300	4,70	0,140

Tubo tapado y etiquetado.




Bolsa
Con instrucciones de uso

+



Vaso
PS 150 ml

+



401204
Tubo PP 10 ml
16 x 100 mm
fondo cónico

+



308107
Tapón con
cámara interna
color
verde

+



Etiqueta
25 x 35 mm



código	cantidad caja	peso caja	volumen caja
309318	300	4,70	0,140

Tubo tapado y etiquetado.




Bolsa
Con instrucciones de uso

+



Vaso
PS 150 ml

+



301212
Tubo PP 10 ml
17 x 105 mm
fondo cónico

+



306601
Tapón con
lengüeta
color
amarillo

+



Etiqueta
25 x 35 mm



Vasos de un solo uso

Vasos de un solo uso, para toma de muestras en general.
Se suministran apilados.

código	volumen ml	material	Ø de boca x altura	cantidad caja	peso caja	volumen caja
202248	100	polipropileno	57,5 x 62	50 x 100	9,99	0,081
202317	150	poliestireno	70 x 70	30 x 100	8,32	0,080





Frascos de seguridad a rosca

CE (IVD)

Fabricados en polipropileno ultraclaro y el tapón en polietileno amarillo.

Graduados de molde, en ml. **Se suministran sin rosca**, dentro de la misma caja están los frascos y los tapones.

Estos frascos están ideados para el transporte neumático de muestras líquidas: su sistema de cierre asegura una muy buena hermeticidad, incluso para muestras que contienen formalina. La forma interna del tapón posee un doble cierre (ver esquema).

La base del cuerpo está estriada al igual que el tapón, de modo que el manejo con guantes es cómodo y seguro, evitando que resbale entre las manos.

En la parte superior del cuerpo hay una anilla de prevención, que evita el goteo, al decantar el líquido.

Consulte las cantidades mínimas para suministrar otros colores de tapón (azul, magenta o naranja).

modelo	código	volumen grad. ml.	volumen total ml	Ø boca mm	altura con tapón mm	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1	202840	20	26	34	43	1.000	7,20	0,102
2	202841	40	50	45	43	600	8,75	0,105
3	202842	60	76	45	60	500	8,20	0,105
4	202843	80	92	45	75	400	7,80	0,105
5	202848	90	108	53	68	300	6,35	0,105
6	202844	120	146	53	78	300	7,70	0,105



Tarros EUROTUBO® con cierre de seguridad para muestras

CE (IVD)

Especialmente diseñados para histología, están provistos de un doble cierre interno de seguridad.

Fabricados en polipropileno translúcido con tapón estriado en polietileno amarillo, graduado.

Aptos para muestras líquidas, sólidas o pastosas.

Cumplen la norma UNE-EN 14401:2005.

Recipientes de plástico rígido.

Métodos de ensayo de la eficacia de los cierres.

Se suministran sin rosca.

Consulte más información sobre este producto en pág. 87.



Frasco cilíndrico graduado hasta 2 litros con asa

CE (IVD)

Cuerpo y tapón fabricados en polietileno de alta densidad. Ideal para recogida de muestras de orina de 24 horas y muestras de líquidos. Recomendamos las versiones con tapón blanco estriado ya que poseen una junta interna de porexán inerte de calidad farmacéutica por lo que NO ES NECESARIO EL USO DE OBTURADOR, garantizando su hermeticidad. El cuerpo está graduado cada 50 ml hasta 2 litros. El asa permite una mejor sujeción y facilita el transporte de varios frascos de una sola vez. Diámetro de la base: 108 mm.

Altura con tapón: 290 mm.

Cajas por palet: 16.

Los frascos embolsados unitariamente lo son mediante sistema retráctil.

Sobre pedido podemos suministrar otras versiones, tapones de colores y frascos esterilizados.

código	color frasco	tipo de tapón	presentación	bolsa unitaria	estéril	Ø boca interna mm	cantidad caja	peso caja	volumen caja
408001	natural	blanco, con junta	sin roscar	no	no	65	34	7,00	0,140
408001.O	natural	blanco, con junta	roscado	sí	RADIACIÓN	65	34	7,00	0,140
408001-86	natural	negro + obturador	sin roscar	no	no	86	33	7,00	0,140
408001OBT	natural	negro + obturador	sin roscar	no	no	66,5	33	7,00	0,140
408001O/T	natural	negro + obturador	roscado	no	no	66,5	33	7,00	0,140
408001.1	natural	blanco, con junta	roscado	sí	no	65	34	7,00	0,140
408001O.2	marrón	negro + obturador	sin roscar	no	no	66,5	33	7,00	0,140

NEW



Frascos rectangulares graduados hasta 2 litros

CE (IVD)

Cuerpo y tapón fabricados en polietileno de alta densidad. Ideal para recogida de orina de 24 horas y muestras líquidas. Cuerpo translúcido graduado en relieve cada 50 ml hasta 2 litros.

Hendidura lateral de 66 mm de largo para un fácil manejo.

Altura con tapón: 253 mm

Base: 84 x 125 mm

Cajas por palet: 16.

Recomendamos las versiones con el tapón blanco, ya que posee una junta interna inerte de calidad farmacéutica, por lo que no es necesario el uso de obturador.

Se suministran sin roscar a excepción de los modelos en bolsa unitaria.

Sobre pedido podemos suministrar otras versiones, tapones de colores y frascos esterilizados.

código	color frasco	tipo de tapón	presentación	bolsa unitaria	estéril	Ø boca interna mm	cantidad caja	peso caja	volumen caja
407001	natural	blanco, con junta	sin roscar	no	no	67,8	43	6,00	0,140
407001/T	natural	blanco, con junta	roscado	no	no	67,8	43	6,90	0,140
407008	natural	blanco, con junta	roscado	sí	no	67,8	43	6,90	0,140
407008.O	natural	blanco, con junta	roscado	sí	RADIACIÓN	67,8	43	6,90	0,140
407001OBT	natural	negro + obturador	sin roscar	no	no	67,8	41	6,70	0,140
407001O/T	natural	negro + obturador	roscado	no	no	67,8	41	6,70	0,140
407008OBT	natural	negro + obturador	roscado	sí	no	67,8	41	6,40	0,140
407003	marrón	blanco, con junta	sin roscar	no	no	67,8	43	6,00	0,140



Frascos cuadrados graduados hasta 2,7 litros

CE (IVD)

Cuerpo y tapón fabricados en polietileno de alta densidad.

Ideal para recogida de orina de 24 horas y muestras líquidas.

El tapón está estriado y posee una junta interna inerte de calidad farmacéutica por lo que no es necesario el uso de obturador, facilitando así su manipulación y garantizando su hermeticidad.

El cuerpo está graduado cada 50 ml hasta 2,7 litros.

Presenta una hendidura estriada para poder cogerlo fácilmente con una sola mano.

Apilables. La boca incorpora una "anilla" que evita que al decantar el líquido pueda caer alguna gota.

Base: 115 x 115 mm.

Altura sin tapón: 249 mm.

Cajas por palet: 12.

código	color frasco	tipo de tapón	presentación	bolsa unitaria	estéril	Ø boca interna mm	cantidad caja	peso caja	volumen caja
407005	natural	blanco, con junta	sin roscar	no	no	65	34	5,70	0,152
407005/T	natural	blanco, con junta	roscado	no	no	65	34	5,70	0,152
407005.O	natural	blanco, con junta	roscado	sí	RADIACIÓN	65	34	5,70	0,152
407005.1	natural	blanco, con junta	roscado	sí	no	65	34	5,70	0,152
407006	marrón	blanco, con junta	sin roscar	no	no	65	34	5,70	0,152
407006/T	marrón	blanco, con junta	roscado	no	no	65	34	5,70	0,152



Frascos de seguridad a rosca

CE (MDD)

Material: polietileno de alta densidad.

Capacidades de los frascos: 30, 60 y 125 ml.

Ideales para líquidos.

Botella con tapa a rosca, de cierre hermético y precinto de seguridad, para comprobar la inviolabilidad del contenido.

Los modelos de 60 ml y 125 ml poseen un tapón a rosca "childproof" (a prueba de niños). El tapón está compuesto por dos piezas que giran sobre sí mismas evitando que se abra, realizando así el sistema de seguridad y evitando la manipulación accidental. Para abrirlos deben presionarse hacia abajo, según indica el dibujo en el tapón. Cajas por palet: 16.

código	color tapón	color cuerpo	altura mm	Ø base mm	peso cuerpo g	cantidad caja	peso caja	volumen caja
1. Capacidad 30 ml, Ø boca Pilfer 25, tapón precinto estándar								
444603202	blanco	natural	69	31	6,2	1.100	11,32	0,110
New 444603204	blanco	blanco	69	31	6,2	600	10,00	0,078
2. Capacidad 60 ml, Ø boca Pilfer 28, tapón precinto childproof								
444603300	blanco	natural	93,7	37,61	9,5	600	8,00	0,110
New 444602903	blanco	blanco	93,7	37,61	9,5	600	8,00	0,110
444602901	azul	natural	87,5	37,61	9,5	600	7,50	0,110
444602801	azul	blanco	87,5	37,61	9,5	600	7,50	0,110
3. Capacidad 125 ml, Ø boca Pilfer 28, tapón precinto childproof								
444603402	blanco	natural	114,8	48	13,6	300	5,15	0,110

Podemos fabricar estos envases en otros colores según demanda.



Vean el capítulo 10.
Almacenamiento de muestras
y Criogenia



Vasos para dosificación

Vaso en polipropileno y tapa en polietileno natural, graduado hasta 25 ml.

Medidas: Ø boca 35 mm, Ø base 27 mm, altura 40 mm.

Los vasos se suministran apilados, dentro de una bolsa de 100 unidades.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja
430130	vaso graduado	60 x 100	13,00	0,065
430100	tapón a presión	3 x 2.000	7,20	0,046



Frascos con tapón precinto

Frascos para la toma, conservación y transporte de muestras sólidas o líquidas, especialmente diseñados para muestras de leche. Recomendados para su uso en **sistemas analíticos de leche FOSS® y DELTA®**, entre otros. Fabricados en polipropileno **autoclavable**. Tapón unido al cuerpo mediante bisagra, especialmente concebido para que se **sostenga verticalmente tras su apertura**. Tapón con precinto de seguridad. Diseñado para abrirse y cerrarse con una sola mano. Excelente resistencia mecánica y química.



Consulte versiones en color

Frascos tapón precinto 50 ml

CE (IVD)

Graduados hasta 50 ml.

Se suministran destapados; el código **410056** se suministra destapado y embolsado unitariamente.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
410046	frasco 50 ml	800	7,5	0,14	20
410056	frasco 50 ml bolsa unitaria	800	8,5	0,14	20





Frascos tapón precinto 45 ml

CE (IVD)

Graduados hasta 45 ml. Incorporan banda mate para identificación. Se suministran destapados; el código **410050** se suministra destapado y embolsado unitariamente.

código	descripción	cantidad caja	peso caja	volumen caja	cajas palet
410045	frasco 45 ml	900	8,6	0,14	20
410050	frasco 45 ml bolsa unitaria	800	7,7	0,14	20



Podemos fabricar gradillas especiales en acero inoxidable o aluminio bajo pedido.