

Salvafast®

Sistemas de contención y apertura rápidos

Utiliza un innovador sistema de cierre rápido mediante Velcro doble, para conseguir una rápida contención de los pacientes y al mismo tiempo ofrece una rápida apertura del sistema, en caso de necesidad. Es apropiado para los servicios de Urgencias, Neurología, UCI's, donde el factor tiempo es vital. SALVAFAST® es muy confortable para el paciente y fácil de usar por el personal sanitario. Disponible en formatos muñequera y tobillera.



Muñequera/tobillera neopreno de sujeción con doble cierre de Velcro, para prevenir las auto lesiones de los pacientes y las caídas de la cama o camilla, con cierre clip de seguridad en muñecas/tobillos.

Modelos disponibles

Referencias

Muñequera

SVT3720 Salvafast® muñequera neopreno (30 x 6,5 cm) incorpora 2 cierres y una llave

SVTR720 Recambio Salvafast® muñequera neopreno (sin llave ni botones)

Tobillera

SVT3730 Salvafast® tobilleras neopreno (40 x 6,5 cm) incorpora 2 cierres y una llave

SVTR730 Recambio Salvafast® tobilleras neopreno (sin llave ni botones)

■ UNIDAD DE ENVASADO

Muñequera : Envase de 1 par, en caja de 10 pares

Tobillera : Envase de 1 kit, en caja de 8 kits

■ MANTENIMIENTO DE SALVAFAST®



- Lavable hasta 60 °C



- No usar lejía



- No planchar



- No limpiar en seco



- No usar secadora

Este nuevo diseño de la llave magnética mejorada, centra la posición de la llave magnética en el sistema de bloqueo y facilita su apertura. Los usuarios encontraran grandes ventajas con el uso de esta nueva llave.

Modelos disponibles

Referencias

SVF3551 Llave magnética azul con centrador, 1 imán. Caja 10 unidades.

SVF3552 Llave magnética naranja con centrador, 2 imanes. Caja 10 unidades.

SVF3500 Botón amarillo + pivote cierre seguro. Caja 10 unidades.

SVF3503 Botón amarillo sin pivote. Caja 20 unidades.

No mojar ni sumergir en líquido el botón de cierre seguro. Esto podría dañar su mecanismo e inutilizarlo.

Los productos se fabrican cumpliendo la Directiva Médica 93 / 42 / CEE.



SVF3551



SVF3552