

**Equipo para la medición de la Halitosis** (monitoriza Compuestos Volátiles de Sulfuro)

# OralChroma<sup>TM</sup>



Equipo de análisis del aliento para medir y clasificar las concentraciones de gases de los tres componentes principales causantes de la halitosis.

## Resumen

Este equipo mide los compuestos químicos del aliento; clasifica los compuestos volátiles del azufre (componentes principales de la halitosis) en tres componentes que son causa de la halitosis (sulfuro de hidrógeno, metil mercaptano y sulfuro de dimetilo); y proporciona una lectura precisa de la concentración de cada gas. Es útil para identificar la causa de la halitosis.

## Usos

- Como un analizador para identificar la causa de la halitosis
- Como instrumento auxiliar para controlar la salud bucal

## Funciones básicas

- Clasifica los compuestos volátiles de azufre en tres componentes causales (sulfuro de hidrógeno, metil mercaptano y sulfuro de dimetilo) y mide la concentración de cada gas
- Muestra los valores de concentración en unidades estándar (ng/10 ml y ppb).
- Garantiza la precisión de una medición precisa usando el sensor de gas semiconductor y columna simple.
- No le afecta la humedad y la temperatura ambiente.
- Tiene un corto tiempo de espera después del encendido (Básicamente menos de 30 minutos).

- Corto tiempo de medición (4 minutos)
- Diseñado para funcionamiento silencioso

## Manipulación

- Se acorta el tiempo de la operación para recoger la muestra de aliento oral mediante el uso de jeringa de pequeña capacidad de succión. (Esto reduce la carga en materia de prueba).
- Los Datos pueden ser almacenados y manejados con un software especialmente diseñado para PC.
- Ligero y compacto

## Mantenimiento

- Sensor de Larga-vida y columna (libre de mantenimiento durante más de 2 años).

## Especificaciones

**Nombre del producto:** OralChroma tipo: CHM-2

**Sistema de detección:** simplifica la cantidad de gas de la Muestra de cromatografía de gases: 1cc

**Tiempo de detección de gases:** 4 minutos

**Unidad de detección compuestos volátiles de azufre:** 10ngml/ppb

**Método de recogida de gas:** uso manual de jeringa

**Gases analizados:**

- 1) Sulfuro de hidrógeno
- 2) Metil mercaptano
- 3) Dimetil sulfuro

**Rango de humedad:** humedad relativa inferior al 80% (sin condensación)

**Rango de temperatura:** 10 a 30°C

**Rango de humedad en almacenamiento:** humedad relativa del 20% al 90% (sin condensación).

**Temperatura de almacenamiento:** -20°C a +60°C

**Energía:** AC 100/220V, Hz 50/60

**Consumo de energía:** 40 VA

**Dimensiones exteriores (mm):** 280x130x400

**Peso:** 5.5 kg

**Terminal de salida:** puerto USB.

**Software de gestión de datos incluido:** DataManager V2

✂ Windows 8/7/Vista/XP/2008/2003/2000. (Para otras versiones consultar con INSISTEC)

✂ OralChroma requiere una resolución de pantalla de 1024 × 768 píxeles o superior.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Apariencia externa, especificaciones y mejoras del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Este producto no incluye un ordenador personal.  
Este producto no es un equipo médico