

CAJA INTERSOMÁTICA



Caja intersomática (TLIF)
Cage intersomatique (TLIF)

Características Técnicas

Caractéristiques techniques

Las Cajas de Surgival permiten una artrodesis intersomática por vía transforaminal unilateral con buenos resultados clínicos y con escasa incidencia de complicaciones.

Longitudes:

26, 30 mm

Alturas:

7, 8, 9, 10, 12 y 14 mm

Material:

- Marcadores radio-opacos de Tantalio (R05400).
- Fabricado en Peek Optima®.

Morfología:

- Superficie cráneo-caudal ranurada con ángulo de lordosis de 4°.
- La geometría en forma de luna creciente aumenta la estabilidad.
- El diseño permite la transmisión de cargas al injerto óseo.
- El nervio central biconcavo aumenta la solidez de la caja ante fuerzas de cizallamiento sin disminuir la superficie de exposición del injerto óseo que contiene en su interior.

Vía de abordaje transforaminal (TLIF):

- Debe asociarse siempre con una fijación posterior.
- Sólo debe utilizarse un implante por nivel a artrodesar.

Les cages Surgival permettent une arthrodèse intersomatique, par voie transforaminale unilatérale, avec de bons résultats cliniques et une très faible probabilité de complications.

Longueurs:

26, 30 mm

Hauteurs:

7, 8, 9, 10, 12 et 14 mm

Matériau:


- Éléments de marquage radio-opaques en Tantale (R05400).
- Fabriqué en Peek Optima®.

Morphologie:

- Surface crânio-caudale rainurée avec un angle de lordose de 4°.
- La géométrie en forme de croissant de lune améliore la stabilité.
- Sa conception permet la transmission des charges à la greffe osseuse.
- La nervure centrale biconcave, améliore la solidité de la cage, par rapport aux forces de cisaillement sans réduire la surface d'exposition de la greffe osseuse, située à l'intérieur.

Voie d'approche transforaminale (TLIF) :

- Doit toujours être associée à une fixation ultérieure.
- Utiliser seulement un implant par niveau d'arthrodèse.





Caja intersomática (TLIF)
Cage intersomatique (TLIF)

	Longitud	Longueur	Altura	Hauteur
Ref. C6890007E	26 mm		7 mm	
Ref. C6890008E	26 mm		8 mm	
Ref. C6890009E	26 mm		9 mm	
Ref. C6890010E	26 mm		10 mm	
Ref. C6890012E	26 mm		12 mm	
Ref. C6890014E	26 mm		14 mm	
Ref. C6890207E	30 mm		7 mm	
Ref. C6890208E	30 mm		8 mm	
Ref. C6890209E	30 mm		9 mm	
Ref. C6890210E	30 mm		10 mm	
Ref. C6890212E	30 mm		12 mm	
Ref. C6890214E	30 mm		14 mm	

CAJA INTERSOMÁTICA CAGE INTERSOMATIQUE


Set completo instrumental Caja intersomática
Kit complet d'instruments Cage Intersomatique

Ref. C6890000



Set 1 instrumental Caja Intersomática
Kit 1 d'instruments Cage Intersomatique

1	Distractor Distracteur
	Ref. C6892435
2	Cureta recta Curette pleine droite
	Ref. C6892375
	Cureta curvada derecha Curette pleine incurvée à droite
	Ref. C6892380
	Cureta curvada izquierda Curette pleine incurvée à gauche
	Ref. C6892385



3	Legra recta Curette creuse
	Ref. C6892360
	Legra curvada derecha Curette creuse incurvée à droite
	Ref. C6892365
	Legra curvada izquierda Curette creuse incurvée à gauche
	Ref. C6892370
4	Escoplo Burin
	Longitud Longueur
	Ref. C6892308 8 mm
	Ref. C6892312 12 mm


Instrumental Instruments

Set 2 instrumental Caja Intersomática
Ensemble 2 d'instruments Cage Intersomatique

1	Espectro cuadrangular <u>Burin quadrangulaire</u>	Altura Hauteur
	Ref. C6892207	7 mm
	Ref. C6892208	8 mm
	Ref. C6892209	9 mm
	Ref. C6892210	10 mm
	Ref. C6892212	12 mm
	Ref. C6892214	14 mm

3	Separador para saco dural <u>Écarteur de sac dural</u>	Ref. C6892350
	Separador para raíz nerviosa <u>Écarteur de racine nerveuse</u>	Ref. C6892355

6	Casquillo para fresas <u>Bague pour fraises</u>	Ref. C6892450
---	--	---------------



2	Raspa de prueba 26 mm <u>Râpe d'essai 26 mm</u>	Altura Hauteur
	Ref. C6891007	7 mm
	Ref. C6891008	8 mm
	Ref. C6891009	9 mm
	Ref. C6891010	10 mm
	Ref. C6891012	12 mm
	Ref. C6891014	14 mm

8	Fresa manual <u>Fraise manuelle</u>	Altura Hauteur
	Ref. C6892107	7 mm
	Ref. C6892108	8 mm
	Ref. C6892109	9 mm
	Ref. C6892110	10 mm
	Ref. C6892112	12 mm
	Ref. C6892114	13 mm

	Raspa de prueba 30 mm <u>Râpe d'essai 30 mm</u>	Altura Hauteur
	Ref. C6891207	7 mm
	Ref. C6891208	8 mm
	Ref. C6891209	9 mm
	Ref. C6891210	10 mm
	Ref. C6891212	12 mm
	Ref. C6891214	14 mm

4	Mango intercambiable en T para fresas <u>Manche interchangeable en T pour fraises</u>	Ref. C6892010
---	--	---------------

7	Barra extractora para mango intercambiable de anclaje rápido <u>Tige d'extraction pour manche interchangeable à fixation rapide</u>	Ref. C6892006
---	--	---------------

5	Mango intercambiable anclaje rápido <u>Manche interchangeable à fixation rapide</u>	Ref. C6892005
---	--	---------------

Set 3 instrumental Caja Intersomática
Kit 3 d'instruments Cage Intersomatique


1	Varilla contención de Caja <u>Tige de contention de cage</u>	Ref. C6892416
---	---	---------------

2	Introducir de Caja <u>Introduceur de cage</u>	Longitud Longueur
	Ref. C6892410	26 mm
	Ref. C6892415	30 mm

3	Empujador recto <u>Instrument pousseur droit</u>	Altura Hauteur
	Ref. C6892440	6 mm
	Ref. C6892445	10 mm

	Empujador curvado <u>Instrument pousseur incurvé</u>	Altura Hauteur
	Ref. C6892420	6 mm
	Ref. C6892425	10 mm

4	Rescatador de Caja <u>Instrument pour retirer la cage</u>	Ref. C6892430
---	--	---------------



5	Soporte para Caja <u>Support pour cage</u>	Ref. C6892400
---	---	---------------

6	Compactor grande de injerto <u>Grand compacteur de greffe</u>	Longitud Longueur
	Ref. C6892455	26 mm
	Ref. C6892460	30 mm

7	Compactor pequeño de injerto <u>Petit compacteur de greffe</u>	Ref. C6892405
---	---	---------------

8	Empujador angulado <u>Instrument pousseur angulaire</u>	Altura Hauteur
	Ref. C6892530	6 mm
	Ref. C6892535	10 mm



Tecnología Europea de Vanguardia
Advanced European Technology

Distribuido por:

Distributed by:



SURGIVAL COMERCIAL

C/Ignacio Iglesias, 70
08950 Esplugues de Llobregat · Barcelona · España
Tel: (+34) 93 480 92 22 · Fax: (+34) 93 480 92 23
e-mail: orbimed@surgival.com

FÁBRICA / DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

Parque Tecnológico
C/ Leonardo Da Vinci, 12-14 · 46980 Paterna · Valencia · España
Tel: (+34) 96 131 80 50 · Fax: (+34) 96 131 80 95
e-mail: surgival@surgival.com

www.surgival.com



IC01CA02 / 07-2015 © Rev. 1

El marcado CE es válido únicamente si también está impreso en la etiqueta del producto.