

SHERPA®



Sistema de Columna SHERPA®
Système rachidien SHERPA®

 **surgival**
GRUPO COSÍAS

Características Técnicas

Caractéristiques techniques

El sistema de tornillos transpediculares Sherpa® permite satisfacer las necesidades del cirujano y una óptima adaptación según las necesidades anatómicas del paciente gracias a su modularidad y versatilidad.

Diámetros:

Entre 4,9 y 8,9 mm

Longitudes:

Entre 25 y 45 mm

Barras de $\varnothing$ 6 mm

Material:

- Fabricados en aleación de titanio (Ti6Al4V).
- Se presentan en diferentes colores para una rápida identificación.

Morfología:

- Cierre de sistema sencillo.
- Tornillo troncocónico y auto-roscante.
- Bajo perfil.
- Rápida inserción.

Le système de vis transpédiculaires Sherpa® permet de répondre aux besoins du chirurgien, ainsi qu'une adaptation optimale, en fonction des exigences anatomiques du patient, grâce à sa modularité et à sa polyvalence.

Diamètres:

4,9 to 8,9 mm

Longueurs :

25 to 45 mm

Tiges $\varnothing$ 6 mm

Matériau:

- Fabriqués en alliage de titane (Ti6Al4V).
- Les vis sont présentées dans différentes couleurs, pour une identification rapide.

Morphologie:


- Système de verrouillage simple.
- Vis tronconiques et auto-taraudeuses.
- Profil réduit.
- Insertion rapide.



Tornillo monoaxial *Vis monoaxiale*




Sistema de cierre con doble apoyo sobre barra para una distribución homogénea del apriete del tapón.
Système de verrouillage, avec double appui sur la tige, pour une distribution homogène de la pression du bouchon.





Tornillo monoaxial
Vis monoaxiale

Tornillo poliaxial *Vis polyaxiale*



Tornillo poliaxial
Vis polyaxiale

Tornillo espondilolistesis *Vis à spondylolisthésis*



Tornillo espondilolistesis
Vis à spondylolisthésis

Implantes Implants

Set implante Sherpa®
Kit d'implants Sherpa®
Ref. C6836000



Barra Sherpa® ø 6 mm Tige Sherpa® ø 6 mm	Longitud Longueur
Ref. C6800740	40 mm
Ref. C6800750	50 mm
Ref. C6800760	60 mm
Ref. C6800770	70 mm
Ref. C6800780	80 mm
Ref. C6800790	90 mm
Ref. C6800800	100 mm
Ref. C6800810	110 mm
Ref. C6800820	120 mm
Ref. C6800830	130 mm
Ref. C6800840	140 mm
Ref. C6800850	150 mm
Ref. C6800860	160 mm
Ref. C6800870	170 mm
Ref. C6800880	180 mm



Tapón monoaxial
Bouchon monoaxial

Ref. C6860120

Arandela biselada
Rondelle biseautée

Ref. C6860115

Tornillo monoaxial Vis monoaxiale	Diámetro Diamètre	Longitud Longueur
Ref. C6864025	Ø 4,9 mm	25 mm
Ref. C6864030	Ø 4,9 mm	30 mm
Ref. C6865030	Ø 5,9 mm	30 mm
Ref. C6865035	Ø 5,9 mm	35 mm
Ref. C6866030	Ø 6,9 mm	30 mm
Ref. C6866035	Ø 6,9 mm	35 mm
Ref. C6866040	Ø 6,9 mm	40 mm
Ref. C6866045	Ø 6,9 mm	45 mm
Ref. C6867035	Ø 7,9 mm	35 mm
Ref. C6867040	Ø 7,9 mm	40 mm
Ref. C6867045	Ø 7,9 mm	45 mm
Ref. C6868035	Ø 8,9 mm	35 mm
Ref. C6868040	Ø 8,9 mm	40 mm
Ref. C6868045	Ø 8,9 mm	45 mm



Tapón poliaxial
Bouchon polyaxial

Ref. C6836025

Tornillo poliaxial Vis polyaxiale	Diámetro Diamètre	Longitud Longueur
Ref. C6836625	Ø 4,9 mm	25 mm
Ref. C6836630	Ø 4,9 mm	30 mm
Ref. C6836635	Ø 4,9 mm	35 mm
Ref. C6836725	Ø 5,9 mm	25 mm
Ref. C6836730	Ø 5,9 mm	30 mm
Ref. C6836735	Ø 5,9 mm	35 mm
Ref. C6836830	Ø 6,9 mm	30 mm
Ref. C6836835	Ø 6,9 mm	35 mm
Ref. C6836840	Ø 6,9 mm	40 mm
Ref. C6836845	Ø 6,9 mm	45 mm



Arandela externa espondilolistesis
Rondelle externe à spondylolisthésis

Ref. C6836017

Tapón espondilolistesis
Bouchon à spondylolisthésis

Ref. C6836030

Tornillo espondilolistesis Vis à spondylolisthésis	Diámetro Diamètre	Longitud Longueur
Ref. C6836535	Ø 6,9 mm	35 mm
Ref. C6836540	Ø 6,9 mm	40 mm
Ref. C6836545	Ø 6,9 mm	45 mm



Instrumental Instruments


Set completo instrumental Sherpa®
Kit complet d'instruments Sherpa®

Ref. C6835000



Set 1 instrumental Sherpa®
Ensemble 1 d'instruments Sherpa®


- | | |
|---|---|
| 1 | Cucharilla 2 mm
Curette 2 mm |
| | Ref. C6810071 |
| 2 | Punzón iniciador
Perforateur de départ |
| | Ref. C6835005 |
| 3 | Palpador pedicular recto
Palpeur pédiculaire droit |
| | Ref. C6835016 |
| 4 | Impactor de barra externo
Instrument pousse-tige externe |
| | Ref. C6835055 |
| 5 | Pinza portabarras
Pince porte tiges |
| | Ref. C6835045 |
| 6 | Localizador pedicular
Sonde pédiculaire |
| | Ref. C6835010 |



- | | |
|---|---|
| 7 | Terraja palpador
TPalpeur à taraud |
| | Ref. C6835020 |
| 8 | Impactor de barra interno
Instrument pousse-tige interne |
| | Ref. C6835060 |


- | | |
|----|--|
| 9 | Pinza para tornillos
Pince pour vis |
| | Ref. B3618015 |
| 10 | Mango en "T" anclaje rápido
Manche en "T" à fixation rapide |
| | Ref. C6835135 |
| 11 | Destornillador monoaxial
Tournevis monoaxial |
| | Ref. C6835030 |
| 12 | Destornillador poliaxial
Tournevis polyaxial |
| | Ref. C6835035 |
| 13 | Destornillador espondilolistesis
Tournevis |
| | Ref. C6835040 |

- 1 Llave varilla tapón espondilolistesis
Clef de tige du bouchon à spondylolisthésis
Ref. C6835120
- 2 Llave antigiro
Clef anti-rotation
Ref. C6835105
- 3 Llave arandela espondilolistesis
Clef de rondelle à spondylolisthésis
Ref. C6835100
- 4 Posicionador de arandelas
Positionneur de rondelles
Ref. C6835065
- 5 Orientador de arandelas
Guide de rondelles
Ref. C6835070



- 6 Varilla contención tapón
Tige de contention du bouchon
Ref. C6835095
- 7 Varilla tapón monoaxial
Tige du bouchon monoaxial
Ref. C6835085
- 8 Varilla tapón poliaxial
Tige du bouchon polyaxial
Ref. C6835090
- 9 Calzador de tulipas
Lever de tulipes
Ref. C6835140
- 10 Destornillador hexagonal
Tournevis hexagonal
Ref. C6835111

- 1 Partidor de tulipas
Coupeur de tulipes
Ref. C6835125
- 2 Pinza distractora
Pince à distraction
Ref. C6835130
- 3 Doblador de barras
Cintreuse de tiges
Ref. C6810085



- 4 Pinza compresora
Pince à compression
Ref. C6810100
- 5 Separador de partes blandas
Séparateur de parties molles
Ref. C6810105



Tecnología Europea de Vanguardia
Advanced European Technology

Distribuido por:

Distributed by:



SURGIVAL COMERCIAL

C/Ignacio Iglesias, 70
08950 Esplugues de Llobregat · Barcelona · España
Tel: (+34) 93 480 92 22 · Fax: (+34) 93 480 92 23
e-mail: orbimed@surgival.com

FÁBRICA / DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

Parque Tecnológico
C/ Leonardo Da Vinci, 12-14 · 46980 Paterna · Valencia · España
Tel: (+34) 96 131 80 50 · Fax: (+34) 96 131 80 95
e-mail: surgival@surgival.com

www.surgival.com

