

Nordson EFD

Soluciones para Cuidados Veterinarios:

Envases y sistemas avanzados de administración controlada de medicamentos



Nordson
EFD

Índice

Introducción	3
Productos	4
Boquillas.....	5
Pistones.....	7
Aplicaciones	8
Soluciones personalizadas	11
Solicitar muestras.....	Contratapa

Introducción


Nordson EFD ofrece envases primarios y jeringas de administración de medicamentos fiables para productos zosanitarios. Sacamos partido de más de 50 años de experiencia en el moldeo de precisión para ofrecer jeringas desechables de alta calidad, libres de fugas y fáciles de llenar para productos farmacéuticos y suplementos nutricionales para uso veterinario.

Las jeringas dosificadoras EFD para cuidados veterinarios son moldeadas con resinas PP, HDPE y LDPE 100% aprobadas por la FDA. Las ofrecemos en una amplia gama de tamaños y boquillas para satisfacer cualquier tipo de aplicación, desde la oral a la tópica hasta la intramamaria. Una función innovadora de autoventilación previene el atrapamiento de aire, asegurando que la dosis administrada sea precisa y fiable.

Las jeringas Dial-A-Dose® y Posi-Dose®, líderes del sector, ofrecen una solución personalizable para adaptar dosis múltiples, con base en los requerimientos de tratamiento especificados por los fabricantes de productos farmacéuticos para uso veterinario. Posi-Dose incorpora un diseño sin boquilla para una confirmación efectiva de que cada dosis ha sido administrada completamente.



Las jeringas de dosificación cuentan con una "entrada" exclusiva, que facilita el llenado rápido, simplificando el proceso de inserción del pistón.



Además, un innovador
nordsonefd.com/AnimalHealthVideo

**SOLUCIONES
PARA CUIDADOS
VETERINARIOS**



Una amplia gama de productos

Nordson EFD ofrece una gama completa de jeringas de dosificación para el tratamiento de caballos, vacas, perros, gatos y muchos otros animales. Disponibles en opciones de una y varias dosis, las jeringas de dosificación desechables para salud veterinaria de EFD se utilizan para envasar medicamentos, suplementos y todo tipo de cremas, geles y pastas.

Escoja entre más de 10 tamaños, para animales tanto pequeños como grandes.

- **Jeringas desde 3cc hasta 15cc para nutracéuticos y medicamentos para animales de compañía**
- **Jeringas desde 30cc hasta 36cc y jeringas Posi-Dose de 6cc para farmacéuticos para equinos**
- **Jeringas desde 60cc hasta 300cc para medicamentos y productos nutricionales para vacas lecheras y ganado**

Un cartucho de 300 cc se puede utilizar con pistolas dosificadoras especializadas, es ideal para administrar más volumen por tratamiento o para atender grandes rebaños en una vez.



Las jeringas Dial-A-Dose y Posi-Dose tienen anillos integrados que permiten a los usuarios establecer volúmenes de dosificación específicos y administrar varias cantidades controladas de medicamentos.



Opciones de boquilla

Ofrecemos una amplia gama de boquillas diseñadas para satisfacer una gran variedad de necesidades de aplicación para la salud veterinaria en función del tamaño del animal, la viscosidad del fluido y el método de administración. Las boquillas pueden utilizarse para aplicaciones:

- **Oral**
- **Rectal**
- **Tópica**
- **Intramamaria**

Además, Nordson EFD ofrece una línea completa de tapones para boquilla para guardar el material para su uso posterior. Nuestros tapones ofrecen un cierre a presión que evita las fugas cuando se guarda la jeringa entre un uso y el siguiente.













EFD ofrece un tapón para cada tipo de jeringa fabricada. Los tapones con cierre a presión y doble sello aseguran un cierre ajustado de la boquilla de la jeringa, proporcionando integridad de envase durante el transporte y el llenado.

Además, un innovador tapón convertible permite poner boquillas tanto cortas como largas en la misma jeringa para el tratamiento de mastitis en vacas. Esto permite a los usuarios realizar una inserción total o parcial de la boquilla dependiendo de las instrucciones de dosificación.



Los tapones para boquilla crean un sello hermético para guardar la jeringa, sin embargo son fáciles de quitar cuando los usuarios van a administrar una dosis.

Estilo de boquilla

	Estilo de boquilla	Tamaños de jeringa	Aplicación
	Corta Cónica (1/16" DI x 7/32" largo)	15cc	Inserción intramamaria parcial para tratamiento de mastitis en las vacas
	Fina cónica (1/16" DI x 1-1/18" largo)	6cc, 12cc, 30cc	Inserción intramamaria completa para tratamiento de mastitis en las vacas
	Posi-Dose (25/64" DI)	6cc	Administración oral a caballos, normalmente una pasta equina como un antiparasitario para caballos
	Oral estándar (3/16" DI x 1-13/32" largo)	6cc, 15cc, 30cc, 32cc, 36cc, 60cc, 80cc, 100cc	Administración oral a animales de pequeños a grandes
	Oral mediana (9/32" DI x 1-13/32" largo)	32cc, 34cc, 36cc	Administración oral a caballos
	Oral mediana (1/4" DI x 1-23/64" largo)	60cc, 80cc	Administración oral a ganado
	Oral ancha cónica (1/4" DI x 7/8" largo)	36cc	Administración oral a caballos, normalmente pastas más espesas
	Oral ancha (13/32" DI x 1-5/16" largo)	60cc, 80cc, 100cc	Administración oral a ganado, normalmente pastas más espesas
	Luer slip (3/32" DI x 11/32" largo)	3cc, 6cc	Administración tópica, en oído u oral a gatos
	Punta redonda (1/8" DI x 1-1/8" largo)	6cc	Administración en oído o rectal a gatos
	Punta redonda (1/8" DI x 2-1/32" largo)	15cc	Administración en oído o rectal a perros
	Oral ancha larga (3/8" DI x 13-1/2" largo) Oral ancha corta (3/8" DI x 11-3/8" largo)	300cc	Administración oral a vacas, normalmente sustitutos lácteos para terneros



Posi-Dose

Una pieza



Dos piezas



Dial-A-Dose



Variaciones de pistón

Nordson EFD ofrece cuatro tipos de pistón. Para aplicaciones multi-dosis, el pistón Dial-A-Dose permite a los usuarios adaptar la dosis según el tamaño del animal, el esquema de tratamiento o cualquier otro requerimiento del material que se va a administrar. El anillo integrado del sistema permite a los usuarios "marcar" y administrar la dosis correcta, precisa y fiable.

También para aplicaciones multi-dosis, el pistón Posi-Dose se ofrece con un avanzado anillo de bloqueo giratorio que encaja en posición para establecer un determinado volumen de dosificación.

Se pueden utilizar otros pistones de una o de dos piezas para aplicaciones de dosis única o de dosis múltiples. No cuentan con anillo para establecer una cantidad para una dosis determinada. Los pistones de dos piezas ofrecen un sello que hace que sea más fácil administrar una dosis exacta. Los pistones de una sola pieza con sellos moldeados integralmente ofrecen una alternativa de bajo coste.

Todos los pistones se retraen para eliminar goteo, babeo y residuos de producto. Nordson EFD ofrece calibraciones personalizadas y marcas estampadas en Dial-A-Dose, Posi-Dose y otros pistones, para satisfacer los requisitos específicos de aplicación y dosificación.

Todos los pistones se retraen para eliminar goteo, babeo y residuos de producto. Nordson EFD ofrece calibraciones personalizadas y marcas estampadas en Dial-A-Dose, Posi-Dose y otros pistones, para satisfacer los requisitos específicos de aplicación y dosificación.

Aplicaciones

Bovinos



Administración a bovinos de nutracéuticos como los probióticos o administración a terneros de sustitutos lácteos.

Solución recomendada

- *Oral ancha cartucho corto (300cc)*
- *Oral ancha cartucho largo (300cc)*
- *Pistola dosificadora*



Tratamiento intramamario de mastitis en vacas.

Solución recomendada

- *Jeringa cónica fina (6cc, 12cc, 15cc o 30cc)*
- *Jeringa cónica fina con tapón convertible para inserción completa y parcial*
- *Jeringa cónica corta (15cc)*
- *Pistón de una sola pieza*



Administración a bovinos de vermífugos u otro medicamento que requiere un tratamiento preciso y repetible.

Solución recomendada

- *Jeringa oral estándar (60cc, 80cc, 100cc).*
- *Jeringa oral mediana (60cc, 80cc, 100cc).*
- *Jeringa oral ancha (60cc, 80cc, 100cc).*
- *Pistón Dial-A-Dose*



Administración a bovinos de nutracéuticos, como suplementos nutricionales.

Solución recomendada

- *Jeringa oral estándar (60cc, 80cc, 100cc).*
- *Jeringa oral mediana (60cc, 80cc, 100cc).*
- *Jeringa oral ancha (60cc, 80cc, 100cc).*
- *Pistón de dos piezas*

Aplicaciones

Equinos



Administración a caballos de vermífugos y otros productos farmacéuticos para equinos.

Solución recomendada

- **Jeringa y pistón Posi-Dose (6cc)**

Su diseño sin boquilla garantiza una confirmación positiva de que cada dosis se administra por completo.



Administración a caballos de nutracéuticos, como probióticos.

Solución recomendada

- **Jeringa oral estándar (32cc, 36cc, 100cc)**
- **Jeringa oral mediana (32cc, 34cc, 36cc)**
- **Jeringa oral cónica ancha (36cc)**
- **Pistón de dos piezas**



Administración a caballos de medicación para úlcera equina o con AINEs para el control del dolor.

Solución recomendada

- **Jeringa y pistón Posi-Dose (6cc)**
- **Jeringa oral estándar (32cc, 36cc, 100cc)**
- **Jeringa oral mediana (32cc, 34cc, 36cc)**
- **Jeringa oral cónica ancha (36cc)**
- **Pistón Dial-A-Dose**

Aplicaciones

Animales de compañía



Administración a perros de tratamientos farmacéuticos.

Solución recomendada

- *Jeringa oral estándar (15cc)*
- *Pistón Dial-A-Dose*



Administración a perros de productos nutracéuticos.

Solución recomendada


- *Jeringa oral estándar (15cc)*
- *Pistón de dos piezas*



Administración a gatos con gotas óticas medicadas para las infecciones del oído.

Solución recomendada

- *Jeringa Luer Slip (3cc o 6cc)*
- *Pistón de una sola pieza*



Administración a gatos con gotas tópicas medicadas para la protección contra pulgas y garrapatas.

Solución recomendada

- *Jeringa Luer Slip (3cc o 6cc)*
- *Pistón de una sola pieza*



Administración a gatos con tratamientos contra bolas de pelo.

Solución recomendada

- *Jeringa cónica fina (6cc)*
- *Pistón de una sola pieza*

Soluciones personalizadas



Nordson EFD ofrece una amplia gama de opciones de personalización para jeringas desechables de dosificación para cuidados veterinarios. Estos servicios incluyen colores y diseño de productos personalizados, así como servicios de ingeniería para ayudar a los clientes a desarrollar jeringas para administrar especialidades.



Nordson EFD ofrece calibraciones personalizadas y marcas estampadas en Dial-A-Dose, Posi-Dose y otros tipos de pistones, para satisfacer los requisitos específicos de aplicación y dosificación. Nuestro envase personalizado es creado mediante la modificación de las herramientas existentes para un desarrollo de producto más rápido y asequible.



Los clientes pueden solicitar etiquetados en molde personalizados o etiquetados estándares para sus jeringas dosificadoras EFD. También ofrecemos tamaños personalizados de jeringas, boquillas y pistones.

¿Por qué Nordson EFD?

Centrada en ofrecer unos productos y un soporte al cliente de la mejor calidad desde 1963, Nordson EFD ofrece un minucioso conocimiento de productos y aplicaciones para cada solución precisa de administración de producto para cuidados veterinarios que desarrollamos.

Nuestras jeringas dosificadoras desechables para productos farmacéuticos y suplementos nutricionales para uso veterinario, son fabricadas con tolerancias estrictas y bajo rigurosos estándares y procesos de control de calidad, para ofrecer las características más precisas posibles de repetibilidad de llenado y de dosificación.

Con oficinas y almacenes en más de 40 países, nuestro equipo global es capaz de proporcionar soporte al cliente y ofrecer niveles de stock adecuados para crear colaboraciones fructíferas con los fabricantes de productos para cuidados veterinarios en todo el mundo.

Solicitar muestras

Si desea probar las jeringas EFD dosificadoras desechables para cuidados veterinarios, puede solicitar unas muestras. Simplemente acceda a www.nordsonefd.com/es/AHsamples.

Solicitar más información

La red mundial de especialistas expertos en aplicaciones de productos para cuidados veterinarios de Nordson EFD está a su disposición para estudiar sus exigencias y recomendarle una solución adecuada para sus necesidades y presupuesto para el envasado y la administración de medicamentos.

Llámenos o envíenos un correo electrónico para consultarnos.

Latin America: 800-556-3484
espanol@nordsonefd.com

España: +34 963 132 243
iberica@nordsonefd.com

Conecte con nosotros



Para ventas y servicio Nordson EFD en más de 40 países, llame a EFD o visite www.nordsonefd.com/es.

Mexico / Puerto Rico

800-556-3484; espanol@nordsonefd.com

España

+34 963 132 243; iberica@nordsonefd.com

Global

+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com