



Solución Salina Enriquecida Aqueo Premium™

Material estéril de un solo uso

Distribuido por:



MEDICAL MIX, S.L.
Amposta, 20
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona/España
Tels. 902 222 400 · 93 589 36 37
Fax 93 589 28 29
mmix@medicalmix.com
www.medicalmix.com

Clase del Producto

Clase IIa, estéril, un solo uso
De acuerdo con la Directiva del Consejo
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

Fabricante

Galenica Senese SRL
Monteroni d'Arbia, Italia

Información de certificados

• **Certificado CE**
CE 0373

• **Certificados ISO**
ISO 9001:2000 - Certificado CH-35522
ISO 14001:2004 – Certificado CH-33305

Producto estéril

• Esterilización Autoclave

Caducidad

• 2 años

Indicaciones

La Solución Salina Enriquecida Aqueo Premium™ es utilizada para irrigación ocular.

Composición del Producto

- Cloruro de Sodio
- Cloruro de Potasio
- Dihidrato de Cloruro de Calcio
- Hexahidrato de Cloruro de Magnesio
- Trihidrato de Acetato de Sodio
- Dihidrato de Citrato de Sodio
- Fosfato de Sodio Dibásico
- Bicarbonato de Sodio
- Glucosa
- Disulfuro de Glutación

• **Ausencia de:** Látex / PVC / Ftalatos/
Componentes de origen animal

Material del envase

- **Botella • (500ml):** Cristal
- **Botella (25ml):** Plástico
- **Caja:** Cartón

Características Generales

- Aqueo Premium es solución salina fisiológica para la irrigación intraocular enriquecida con Antioxidante Glutatión, un buffer Bicarbonato de Sodio y una fuente de energía Glucosa.
- Parecido al humor acuoso y vítreo en término de composición química, Aqueo Premium ayuda a proveer una adecuada protección durante la cirugía.
- Aqueo Premium tiene un pH de 7,4 (approx.) y Osmolaridad de 305 mOsm (approx.)
- Dos presentaciones:

*Solución Salina estéril de 475 ml en una botella de cristal de 500 ml (Parte A)

* Solución estéril concentrada de 25 ml en un envase de plástico de dosis única, junto con una aguja roma BD™ de 18G x 1 ½ Por favor leer la etiqueta de la caja para un manejo rápido y seguro de la transferencia del concentrado.

Cuidados & Precauciones: Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

Información para pedidos:

Solución Salina Enriquecida Visitec®		
Referencia #	Descripción	Cantidad por caja
BVI-585833	500 ml Botella de cristal + Frasco de 25 ml	6

	Aqueo Premium
Cloruro de Sodio	7,14 mg
Cloruro de Potasio	0,38 mg
Dihidrato de Cloruro de Calcio	0,154 mg
Hexahidrato de Cloruro de Magnesio	0,2 mg
Fosfato de Sodio Dibásico	0,416 mg
Bicarbonato de Sodio	2,1 mg
Glucosa	0,92 mg
Disulfuro de Glutatión	0,184 mg
Agua para inyectar:	q.s.
pH	7,4
Osmolaridad	305 mOsm

Distribuido por:



MEDICAL MIX, S.L.
Amposta, 20
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona/España
Tels. 902 222 400 · 93 589 36 37
Fax 93 589 28 29
mmix@medicalmix.com
www.medicalmix.com



Paseo de la Castellana, 95
Planta 18, Madrid, España
Tel.: 0034 91 123 03 35
Fax: 0034 91 181 74 94
www.beaver.visitec.com