

COMPRESOR SECUENCIAL - LIFE III

DL 2002 D




El efecto contracción/expansión producido por las cámaras de presión, ejerce un masaje muscular y celular y favorece la circulación linfática y sanguínea, la activación metabólica y la eliminación de desecho. Los aplicadores de pierna ayudan al bombeo de la sangre en dirección al corazón, incrementando la temperatura de la parte inferior del cuerpo y relajando la fatiga muscular. El aplicador de brazo al actuar sobre los vasos linfáticos y venosos facilita la circulación y al relajar los músculos, alivia las punzadas y el dolor. El aplicador de cintura con 4 cámaras actuando en vientre y caderas tiene efectos positivos en casos de estreñimientos y control de la orina así como en estética para disolver grasas.



Unidad de mandos

Control de presión
Control de tiempo
Interruptor general



- Aplicadores con cuatro cámaras de presión.
- Posibilidad de conectar uno o dos aplicadores simultáneos.
- Tres Modos de compresión secuencial: A, B ó A+B
- Reloj digital para el control de duración del tratamiento entre 10, 20, 30, y 40 min.
- Control de presión entre 10 y 180 mmHg.
- Indicación en pantalla de la presión ejercida.
- Dos tamaños de aplicadores de piernas.
- Un aplicador de brazo y un aplicador de cintura.

Aplicaciones principales: Linfadenomas primarios, Enfermedades crónicas venosas, Artritis reumatóidea, Problemas de circulación sanguínea, Estrés, Motivación estética, etc

