



MOBILIARIO GERIÁTRICO

CAMA Y MESILLA MODELO DUO CARE

SOLUCIONES INTEGRALES SOCIO SANITARIAS

NUESTRA RAZÓN DE SER

Los sectores clínico y geriátrico, así como la hospitalización domiciliaria requieren un mobiliario muy específico que mejore la calidad de vida de los pacientes y residentes y facilite las labores de las personas que los atienden.

La especialización en la producción del mobiliario clínico nos ha permitido ampliar nuestra gama de productos sociosanitarios, diseñados todos ellos para dar una solución integral a las necesidades concretas de clínicas, hospitales, centros geriátricos o domicilios particulares.

MEDISA aporta al mercado sociosanitario una contrastada experiencia que hacemos llegar a nuestros clientes.

CONTENIDO

Cama y mesilla Duo Care	04
Al detalle	06
Características	08
Especificaciones	10

CAMA DUO CARE

Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones






CAMA DUO CARE

Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

AL DETALLE



"El joven conoce las reglas
pero el viejo las excepciones"

Oliver Wendell Holmes



01

02



Página anterior
cama Duo Care
01. detalle frontal de la
cama Duo Care
02. mesita de noche
sobre pared
03. detalle de las
barandillas



03

CAMA DUO CARE

Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

CARACTERÍSTICAS

01 SOMIER

- Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy.
- Incorporación de soportes que permiten la adaptación de accesorios (palo de suero, incorporador, etc.)
- Arquillos laterales, que evitan desplazamientos del colchón y facilitan el posicionamiento de los distintos planos del somier.
- Sistemas de elevación soportado por columnas que proporcionan una gran estabilidad y carga de hasta 230 kg.



03 MANEJO

- Sistema de freno centralizado y servo direccionado de diámetro de 150 mm.
- 5ª rueda para facilitar el manejo y el confort de la cama usando menor espacio para realizar su giro (opcional ref.CHV24).
- Botonera manual la cual permite el accionamiento de forma cómoda y rápida de las diferentes posiciones de la cama.
- El panel de enfermería incorpora un sistema de funciones pre-programadas, para que en caso de emergencia, presionando la tecla deseada podamos posicionar la cama en la opción deseada como: Trendelemburg, CPR.
- Carenado inferior termoplástico que protege los mecanismos de la cama y facilita su limpieza.

02 CONFORT

- Cuatro módulos independientes y desmontables realizados en ABS.
- Superficie útil 100%.
- Sistema antidecúbito, con doble regresión automática. Este mecanismo permite que al posicionar el plano de tronco y de piernas, separe el espacio de la pelvis hasta más de 18 cm. Ofreciendo una protección frente a las úlceras por presión.
- Articulación de los planos del somier mediante motores eléctricos de baja tensión, cumpliendo la normativa EN 60601-1.
- Plano de pies independiente del plano de rodillas con articulación mecánica, proporcionando una mayor ergonomía.
- Posición de silla cardíaca para facilitar su estancia en la cama a los pacientes. Especialmente a los de corazón y asmáticos.
- Elevación de altura desde 430 mm hasta 830 mm mediante accionamiento eléctrico.
- Trendelemburg y antitrendelemburg (+/- 16°) mediante accionamiento eléctrico.

04 SEGURIDAD

- Cuatro barandillas independientes realizadas compuestas por MDF.
- Consola para el uso exclusivo del personal médico. Permitiendo el control y la cancelación de forma opcional de las funciones de la cama.
- Sistema de desembague de emergencia del plano de tronco que permite un descenso rápido del plano en caso de emergencia, fallo de batería o ausencia de corriente.
- Sistema antipinzamiento con parada automática del motor al detectar algún obstáculo.
- Sistema antidesplome en los actuadores de elevación en caso de fallo.

CAMA DUO CARE

ESPECIFICACIONES

PROTECCIÓN LATERAL



- Las cuatro barandillas independientes realizadas en material compacto MDF, facilitan la incorporación del usuario como punto de apoyo.
- Además, sirven para cubrir más de un ochenta por ciento de la superficie de descanso en las posiciones más desfavorables.



SUPERFICIE DEL PACIENTE

DOBLE REGRESIÓN

La doble regresión se logra al retraerse el respaldo 11,5 cm y el plano de piernas 4 cm. Esto garantiza una reducción de la presión en la zona de la pelvis, y reduce así mismo el roce y el peso cuando el respaldo está ajustado. Queda garantizado, de esta manera, el riesgo de decubito.





SECCIONES

FÁCIL MANTENIMIENTO

Las cuatro secciones realizadas en ABS, facilitan la limpieza y desinfección.

Las propiedades aeroclímicas de ABS han sido testeadas en laboratorio. El fácil acceso a la base desde arriba se traduce en un menor esfuerzo en el mantenimiento de la cama.



MOVILIDAD

FÁCIL AJUSTE DE LA CAMA

Las funciones automáticas pre-programadas en el mando son muy fáciles de accionar.

POSICIÓN AUTOMÁTICA DE SENTADO

El mando incluye una confortable posición automática de sentado, pre-programada, para ver cómodamente la tv o leer, comer, o charlar mirando cara a cara al interlocutor.

FUNCIONES AUTOMÁTICAS

Proporciona el soporte adecuado para pacientes con enfermedades circulatorias y previene el riesgo de decúbito (posición de semi fowler de 30°)


FUNCIÓN DE RECOLOCAMIENTO

Al bajar la cama desde la posición de sentado o semi-fowler, todos los planos de la superficie del paciente también descienden automáticamente a la posición baja.




posición silla cardíaca


trendelengurg +16°



elevación altura
430 mm a 830 mm




inclinación del plano
del tronco 70°




inclinación de
plano de piernas 45°




trendelengurg -16°



dimensión externa
2150 mm x 960 mm



dimensión superficie del paciente 2080
mm x 870 mm



dimensión superficie del paciente 2080
mm x 870 mm



MUESTRARIO




ref.115 peral




ref.114 haya



ref.149 sicomoro



ref.143 cherry



ref.155wengue

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

IBV

Todos los productos fabricados por MEDISA cumplen la directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios (Anexo VII).

De la misma manera toda su producción ha sido evaluada y certificada en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la norma **ISO 9001:2000**.



CE

Los productos MEDISA están sujetos a la normativa:

EN 60601-2-38

EN 60601-1-1-2

EN 60601-1-2

EN 60601-1-4

EN 60601-1




SGS

CERTIFICADO N° ES06/2126

Ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de ISO 9001:2000 por las siguientes actividades: diseño, fabricación, comercialización y asistencia técnica de camas y sillones hospitalarios. Comercialización de mobiliario hospitalario.



GRAN ESTABILIDAD Y CARGA



El sistema de elevación del somier de las camas MEDISA presenta una gran estabilidad y resistencia a la carga, pudiendo soportar hasta 200-230 kg. según el modelo elegido.

LA WEB MEDICAL IBÉRICA

www.medical-iberica.com





Lanzahita, 6
Pol. Ind. Albarreja
28946 Fuenlabrada, Madrid
T. 91 208 94 00
F. 91 208 94 01
www.medical-iberica.com

CATÁLOGO DE CAMAS DE GERIATRÍA