

Bodyfix[®]

Pijama-sábana / Pyjama-cover



Bodyfix es un pijama-sábana que está especialmente diseñado para proporcionar una confortable y muy ligera contención a pacientes muy pasivos o con movilidad limitada, afectados de incontinencia, desorientados o con afecciones neurológicas, para evitar que puedan acceder a los pañales, tubos, sondas, apósitos, heridas, etc. Se utiliza de forma similar a una sábana, con sus cuatro puntos de ajuste que le permiten adaptarlo al colchón. El diseño especial de Bodyfix permite el cambio postural así como que el paciente pueda sentarse en la cama con total comodidad. Gracias a la cremallera reforzada que cierra desde el cuello a los pies, el paciente permanece confinado. Bodyfix dispone de dos pequeñas aberturas laterales provistas de cierre por Velcro, que permiten el paso de tubos, sondas, catéteres, cables, etc. Se fabrica en dos distintos tipos de tejido, para usos en climas cálidos o fríos. Está fabricado en algodón 40% y poliéster 60%.

IMPORTANTE: Bodyfix NO es un sistema de contención o inmovilización segura, su uso no evita los controles periódicos al paciente. No utilizar nunca Bodyfix como sustituto de un sistema de contención en pacientes agresivos o agitados.



Bodyfix is a pyjama-cover that has been specially designed to provide comfort and a very light restrain to passive patients or with mobility limitations, incontinent, disoriented or with neurological disease, to avoid the access to the diaper, catheters, tubes, injuries, dressings, etc. It is used as a cover sheet with its four placement points that make be able to adapt it to the mattress. Bodyfix special design allow the patient postural changes as well to seat in bed comfortable. Thanks to the reinforced zip which closes from the neck to down at feet, the patient keeps confined. Bodyfix is provided of two lateral opens closed by means of Velcro to allow the pass of tubes, catheters, cables. Bodyfix is made in two types of fabric, to use in cold or in warm climate. Made of 40% cotton and 60% polyester.

IMPORTANT: Bodyfix is not a restrain system. Its use does not avoid the periodic control over the patient. Never use Bodyfix with aggressive or agitated patients as a replacement of a restrain system.

TEJIDO FABRIC	CÓDIGO CODE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	MEDIDAS del colchón máximas Maximum mattress' SIZES
RIZO azul Blue TERRY CLOTH	BFX8000	Pijama-sábana en Rizo azul Pyjama-cover Blue TERRY CLOTH	90 x 200 cm
PIQUE blanco White PIQUÉ	BFX8050	Pijama-sábana en Piqué blanco Pyjama-cover White PIQUÉ	90 x 200 cm

Envasado: Bolsas de 1 unidad / Packaging: Bag of 1 unit

Los productos se fabrican cumpliendo la Directiva Médica 93 / 42 / CEE
Products are made according to the Medical Directive 93 / 42 / CEE.

Bodysystem®

Pijama Anti-Pañal / Anti-Diaper Pyjama



Blanco / White



Pijama anti-pañal destinado a impedir que el paciente incontinente en estado de desorientación o con afecciones neurológicas severas pueda acceder y manipular el pañal. Es de fácil uso para los cuidadores, ya que permite cambiar los pañales sin tener que quitar completamente el pijama al paciente. Indicado también para proteger la piel de los pacientes evitando que puedan autolesionarse rascándose. Fabricado en una sola pieza, y provisto de cremalleras en las perneras (de tobillo a tobillo), en la espalda o en ambas zonas a la vez, dependiendo del modelo, y disponible en 4 tallas, con mangas y perneras cortas para verano, o largas para el invierno. La disposición de las cremalleras en las zonas más alejadas y menos accesibles dificulta el acceso del paciente desorientado al pañal y también facilita la higiene y los cuidados por parte de los cuidadores. Fabricados en tejido piqué de algodón 50% y poliéster 50%, muy comfortable y transpirable.

Bodysystem Anti-Diaper pyjama is designed to prevent the incontinent patient and/or in disoriented state or with strict neurological conditions from opening or manipulating the diaper. It is easy handling to the carers, because it allows changing the diaper without taking off completely the patient's pyjamas. Also indicated to protect the patient's skin who could scratching injure their-selves. Fabricated in one piece and provided of zips that could be on the legs (ankle to ankle), on the back or in both, depending on the model, and available in 4 sizes, with short sleeves and legs for summer and long sleeves and legs for winter. The position of the zips avoids the access of the patient to the diaper and makes easier the hygiene do it by the caregivers. It is made of 50% cotton and 50% polyester, very comfortable and breathable.

Pernera y Manga LARGA / LONG Leg & Sleeve

CREMALLERA EN ZIP IN		CÓDIGOS / CODES				PRESENTACIÓN PRESENTATION	CAJAS de BOXES of
		S	M	L	XL		
Pernera Leg	Blanco White	BSY8100	BSY8110	BSY8120	BSY8130	Bolsa de 1 unidad Bag of 1 unit	5 u.
Espalda Back	Blanco White	BSY8200	BSY8210	BSY8220	BSY8230	Bolsa de 1 unidad Bag of 1 unit	5 u.
Perneras y Espalda Leg & Back	Blanco White	BSY8300	BSY8310	BSY8320	BSY8330	Bolsa de 1 unidad Bag of 1 unit	5 u.

Pernera y Manga CORTA / SHORT Leg & Sleeve

CREMALLERA EN ZIP IN		CÓDIGOS / CODES				PRESENTACIÓN PRESENTATION	CAJAS de BOXES of
		S	M	L	XL		
Perneras Leg	Blanco White	BSY8105	BSY8115	BSY8125	BSY8135	Bolsa de 1 unidad Bag of 1 unit	5 u.
Espalda Back	Blanco White	BSY8205	BSY8215	BSY8225	BSY8235	Bolsa de 1 unidad Bag of 1 unit	5 u.
Perneras y Espalda Leg & Back	Blanco White	BSY8305	BSY8315	BSY8325	BSY8335	Bolsa de 1 unidad Bag of 1 unit	5 u.

Los productos se fabrican cumpliendo la Directiva Médica 93 / 42 / CEE
Products are made according to the Medical Directive 93 / 42 / CEE.